

```

In[9]:= Manipulate[
  Row[{Framed@Show[ImagePad[img1, {{0, 0}, {60, 60}}, Black], ImageSize -> 350],
    Framed@Show[ImagePad[img2, {{0, 0}, {60, 60}}, Black], ImageSize -> 350]},
  Spacer[20]],
  Item[Row[{", Button["第一张照片", img1 = ImageCrop[CurrentImage[], {320, 120}],
    ImageSize -> {100, 30}], Button["清空", img1 = img2 = Image@Table[0, {120}, {320}],
    ImageSize -> 100],
    Button["第二张照片", img2 = ImageCrop[CurrentImage[], {320, 120}],
    ImageSize -> {100, 30}]} Spacer[114]], ControlPlacement -> Top],
  Item[Row[{", Column[{Control[{{k, 30, "k"}}, Null, Control[{{i, 0, "I"}}, Null,
    Control[{{θ1, 0, "θ1"}}, Null, Control[{{θ2, 0, "θ2"}}, Null, Control[{{h, 0, "H"}},
    Right], "", "", Column[{
Dynamic[Style[StringForm["\\!\\(\\*SubscriptBox[\\(B\\), \\(1\\)]\\)=`1` T",
  NumberForm[N[(μ0 n i R^2) / (R^2 + a^2)^(3/2)], {10, 9}]], {20, Blue}]], Null,
  Button["检查CCD", CreateDialog[CurrentImage[]],
    ImageSize -> {180, 40}], Button["调整仪器",
  CreateWindow[DialogNotebook[
    (Manipulate[Framed[Dynamic@Show[ImagePad[imgt, {{0, 0}, {60, 60}}, Black],
      ImageSize -> 400]], Item[Style["仪器调整与k值的侧量", {17, Blue}],
      ControlPlacement -> Top],
  Delimiter,
  Item[Row[{", Column[{Button[Style["拍摄"], imgt := ImageCrop[CurrentImage[],
    {320, 120}], ImageSize -> {150, 25}], Button[Style["拍照"],
    imgt = ImageCrop[CurrentImage[], {320, 120}],
    ImageSize -> {150, 25}]}]],
    Spacer[30]], ControlPlacement -> Right],
  Delimiter,
  Item[Style["k值的测量\\n", {15, Bold}], ControlPlacement -> Right],
  Item[Column[{Control[{{p, {{0, 0}, {0, 0}}, "p"}},
  Control[{{l, 0, "l"}},
    Spacings -> 3, Frame -> All, FrameStyle -> GrayLevel[0.6]],
    ControlPlacement -> Right],
    Item[
  Column[{Row[{", Button[Style["计算", {Red, 15}], (If[l != 0, k = Norm[p[[1]] - p[[2]]] / l
    ), ImageSize -> {150, 30}], "", Spacer[30]},
  Row[{", Dynamic[
    Style[StringForm["k= `1`", NumberForm[k, {8, 4}]], {Red, 15}]], "",
    Spacer[50]]
  }, Spacings -> 2, Frame -> All,
    FrameStyle -> GrayLevel[0.6]], ControlPlacement -> Right],
  Initialization :> (imgt := ImageCrop[CurrentImage[], {320, 120}])],
  WindowTitle -> "仪器调整与k值的侧量", WindowSize -> All, ImageSize -> {180, 40}],
  Button[Style["计算", {Red, 15}], Module[{B1, p1, p2, l, α, Be},
  p1 = graygetzuobiaol[img1, 120];
  p2 = graygetzuobiaol[img2, 120]; l = Norm[p1 - p2];
  Quiet[α = 1/2 ArcTan[l / (k h)]; B1 = (μ0 n i R^2) / (R^2 + a^2)^(3/2);
  Quiet[Be = (B1 Sin[Abs[ $\frac{\theta_1}{180} \pi - \frac{\theta_2}{180} \pi] - \alpha]) / \sin[\alpha];$ 
  CreateDialog[
    Style[StringForm["\\n所测地磁场大小为 : `1` T \\n", NumberForm[Be, {10, 9}]],
      {Red, 30}]], Method -> "Queued", ImageSize -> {180, 40}]]], Spacer[50]],
  ControlPlacement -> Bottom],

```

```

Initialization :>
  (img1 = img2 = Image@Table[0, {120}, {320}];  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ ; n = 1500;
  R = 0.025; a = 0.04; graygetzuobiao1[img_, L_: 240, l_: 320] :=
Module[{data, max = 0, zuobiao, k},
  data = ImageData[ColorConvert[img, "Grayscale"]];
  If[Length[data[[1, 1]]] == 0,
  Do[k = data[[m, n]];
    If[k > max, max = k; zuobiao = {n - 1, L - m}], {m, 1, L}, {n, 1, l}],
  Do[k = data[[m, n, 1]]; If[k > max, max = k; zuobiao = {n - 1, L - m}], {m, 1, L}, {n, 1, l}]];
  Return[zuobiao];
  ])]

```

Out[9]=

